

LIGANA® UV-TEC
SPEZIALLOTION UV
Schutzlotion mit Lichtschutzfaktor 15

Produktbeschreibung

LIGANA® UV-tec / Lotion UV ist eine Schutzlotion gegen die schädigenden Einflüsse der UV-Strahlung. Das breite Wirkungsspektrum reicht vom UVA-, über den UVB- bis zum UVC-Bereich. Daher ist Sie sowohl für den Schutz vor künstlicher wie auch natürlicher UV-Strahlung geeignet.

Zusammensetzung nach INCI

AQUA, MINERAL OIL, ISOHEXADECANE, ETHYLHEXYL STEARATE, OCTYL METHOXYCINNAMATE, DIISOSTEAROYL POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, 4-METHYL-BENZYLIDENE CAMPHOR, ISOPROPYL MYRISTATE, ETHYLHEXYL PALMITATE, MICA, CERA ALBA, GLYCERYL OLEATE, MAGNESIUM SULFATE, CERA MICROCRISTALLINA, TITANIUM DIOXIDE, BUTYL METHOXYDI-BENZOYLMETHANE, POLYCYCLOPENTADIENE, TOCOPHERYL ACETATE, PARFUM PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, EDTA

Produkteigenschaften

Die silikonfreie, Vitamin-E-haltige UV-Lotion ist auf einer W/O Emulsion aufgebaut. Der UV-Schutz wird durch eine Kombination von chemischen und physikalischen (mikronisiertes Titandioxid) UV-Filtern erreicht. Hierdurch ist ein guter Schutz über das gesamte UV-Spektrum gegeben. Die Lotion ist wasserfest und erfüllt den australischen Standard AZ / NZS 2604 von 1993 hinsichtlich der Absorption der UVA-Strahlung, die einen sehr negativen Effekt auf die Hautalterung ausübt. Ebenso wurde neben der Bestimmung des Lichtschutzfaktors nach Colipa die Wirksamkeit gegen UVC-Strahlung gesondert ausgewiesen. Ausgewählte Ester sorgen in der Formulierung für eine optimale Spreitung und Penetration der Wirkstoffe, wodurch eine maximale Reaktion mit den obersten Hautschichten gewährleistet ist. Rückfettende Substanzen sorgen für einen zusätzlichen pflegenden Effekt. Auf den Einsatz von PEG oder PEG-Derivaten wurde, wegen der möglichen Photosensibilisierung, bewusst verzichtet.

Anwendung

LIGANA® UV-tec wird vor Arbeitsbeginn und ggf. nach den Pausen sorgfältig und gleichmäßig auf die vorher gereinigten Hautpartien aufgetragen. Bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden. Intensive Mittags-sonne vermeiden. Das Produkt sollte nicht ins Auge gelangen.

Verpackung und Lagerung

LIGANA® UV-tec / Lotion UV ist in 250-ml-Flaschen lieferbar. Das Produkt ist in originalverschlossenen Gebinden mindestens 30 Monate (ab Herstellungsdatum) bei Raumtemperatur lagerfähig. Das jeweilige Haltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

Gesetzliche Vorschriften

LIGANA® UV-tec / Lotion UV unterliegt der Kosmetikverordnung und nicht dem Chemikaliengesetz oder der Gefahrstoffverordnung. Weitere Hinweise zum Umgang mit dem Produkt können den Gruppenmerkblättern für den beruflichen Hautschutz – Hautmittel – entnommen werden.

Gutachten zur Hautverträglichkeit

Die Hautverträglichkeit von LIGANA® UV-tec / Lotion UV wurde sorgfältig geprüft und nachgewiesen. Ein schriftliches Gutachten liegt vor.

Unsere anwendungstechnische Beratung und sonstigen Empfehlungen, die keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Erzeugnisse bedeuten, beruhen auf langjährigen Erfahrungen. Sie sind jedoch – auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter und ausländischen Rechtsvorschriften – unverbindlich und befreien unsere Kunden nicht davon, unsere Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen.

LIGANA® UV-tec
Ver. 01/19.04.07
Seite 1/1
Th/Ce

Peter Greven
Hautschutz GmbH & Co. KG
Procter-&-Gamble-Str. 26
D-53881 Euskirchen

Telefon +49 (0) 22 51 / 77 617 - 0
Telefax +49 (0) 22 51 / 77 617 -44
Internet www.peter-greven.de
E-mail hautschutz@peter-greven.de

